


Luna 6

elektronische Lupe
mit kabelloser
Ladefunktion



hedo
low vision



Luna 6

Wenn Ihnen das Lesen normaler Schriftgrößen Schwierigkeiten bereitet, ist die **Luna 6** der ideale Begleiter. Die **Luna 6** ist eine tragbare, elektronische Lupe mit integriertem 5,5" TFT-Display.

Mit der **Luna 6** können Sie Texte, Fotos, Speisekarten und vieles mehr vergrößern und kontrastverstärkt darstellen.

Die **Luna 6** überzeugt durch eine brillante Abbildung, reale Farbwiedergabe mit hoher Helligkeit und sehr gutem Kontrast.

Die **Luna 6** macht das Lesen für Menschen mit Sehbehinderung durch den robusten, integrierten Griff viel einfacher. Für Senioren ist es möglich die **Luna 6** selbst mit zittrigen Händen zu verwenden, da der Griff in jeder gewünschten Position arretiert werden kann. Wenn Sie die **Luna 6** lieber auf den Tisch stellen möchten, schließen Sie den Griff und öffnen den Ständer.

Sie können zwischen verschiedenen Vergrößerungen von 2,5 - 19 fach wählen. Die „Fernsicht“-Einstellung bietet Ihnen die Möglichkeit, weiter entfernte Objekte zu vergrößern. Verschiedene, individuell einstellbare Falsch- und Echtfarbmodi stehen zur Verfügung.

Die handliche **Luna 6** passt problemlos in eine Damenhandtasche oder die Innentasche eines Jackets.

Der integrierte Lithium-Ionen Akku erlaubt eine Betriebszeit von bis zu 5 Stunden und wird mit der kabellosen Ladestation oder per Kabel aufgeladen.



Technische Daten Luna 6:

Displaygröße: 5,5"

Bildschirmgröße: ca. 12 x 7 cm

Gesamtgröße: ca. 16 x 8 x 2,5cm (BxTxH)

Vergrößerung: 2,5 - 19x

Gewicht: 210 Gramm

Akkubetriebszeit bis zu 5 Stunden

Lieferumfang: Ladegerät, Wireless-Adapter, Transporthülle, Handbuch

Technische Änderungen vorbehalten !

hedo
low vision

Wir freuen uns auf Sie!
Kostenlose Info unter:
0800 - 43 36 73 42
hedo Reha-Technik GmbH
Bahnhofstr. 3a
85622 Feldkirchen b. M.
Tel.: (089) 90 48 99-0
Fax: (089) 90 48 99-99
Email: info@hedo.de
www.hedo.de