

MagniLink S



hedo
low vision



MagniLink S

MagniLink S ist alles, was Sie von einem der bekanntesten mobilen Systeme erwarten können! Einfach zu transportieren zwischen Wohnung, Schule oder Arbeit und in Sekunden einsatzbereit aufgebaut. Der MagniLink S kommt mit der neuesten Technologie, um schnell und einfach eine Verbindung zwischen Monitor oder Computer herzustellen. Und natürlich mit bestmöglicher Bildqualität. Zusätzlich kann sogar Text vorgelesen werden.

Außerordentliche Bildqualität

SD oder HD Kamera stehen zur Auswahl. Der MagniLink S bietet 60 Einzelbilder pro Sekunde (fps) für ein angenehmes, ruhiges Bild mit hervorragender Bildqualität und unschlagbarer Schärfe.

Einfach zu bedienen

Alle Funktionen können direkt über die Computertastatur gesteuert werden – oder aber über das benutzerfreundliche MagniLink S Bedienelement.

Das Umschalten zwischen Vorlagen- und Tafel-/Raumkamera und dem Spiegelmodus ist sehr einfach. Der Kamerakopf kann horizontal und vertikal gedreht werden und ermöglicht dadurch eine außergewöhnliche Flexibilität.

Stromversorgung über den Computer

Der Anschluss an Monitor oder Computer erfolgt über die integrierten HDMI/USB 3.0 Anschlüsse. Selbstverständlich wird auch USB 2.0 unterstützt. Beim Betreiben über Computer erhält der MagniLink S Strom über das USB-Kabel. Das bedeutet, dass kein Akku geladen oder ein Stromkabel angeschlossen werden muss.

Text to Speech (TTS)



Durch das optionale OCR Modul (Text to Speech) wird gedruckter Text satz-, wort-, oder buchstabenweise vorgelesen – das erhöht die Lesegeschwindigkeit und der Nutzungsintervall wird verlängert.

Die erweiterte Text-to-Speech Synchronisation ermöglicht es dem Benutzer, während des Vorlesens die Schriftgröße, Farbe und Kontrast anzupassen. So ist es dem Benutzer möglich, dem Textverlauf in der gewünschten Darstellung auf dem Bildschirm zu folgen und mitzulesen oder aber sich einfach zurückzulehnen und zuzuhören.



Funktionen und Vorteile

- Geringe Stellfläche
Das neue Design ermöglicht die direkte Platzierung neben Notebook oder Monitor .
- Klappmechanismus
Durch die zusammenklappbaren und beweglichen Füße kann MagniLink S einfach auf- und abgebaut werden. Der Transport kann in der mitgelieferten Tasche erfolgen – zusammen mit einem 15,4“ Notebook.
- Schnelles auf- und abbauen
Das System ist innerhalb von Sekunden auf- bzw. abgebaut. So ist der MagniLink S immer einsatzbereit.
- Die aktuellste Technologie
MagniLink S ist mit der aktuellsten Technologie ausgestattet: USB 3.0 (ca. 10x schneller als USB 2.0), HDMI-Schnittstelle für den Anschluss an einen Monitor, neuste Kameratechnologie und komplett neue Benutzersoftware.
- Kompatibilität
MagniLink S ist Mac kompatibel (ausgenommen: MLS TTS) und entsprechender Vergrößerungssoftware wie z.B. iMax für MAC oder ZoomText und SuperNova für PC.
- Periskop-Funktion
Erhöht die Kameraposition zusätzlich und ermöglicht z.B. auch dann den Blick nach vorne, wenn größere Personen im direkten Blickfeld sitzen.
- Freie Arbeitshöhe
31 cm freie Arbeitshöhe zwischen Kamera und Tischplatte bieten auch bei Ordnern oder dicken Vorlagen ein bequemes hantieren und umblättern.



Optionale Möglichkeiten

- MagniLink mobiler Lesetisch.
- MagniLink S A3 Dockingstation
- Separates Bedienelement

TECHNISCHE DATEN

Modell	MagniLink S
Anschlüsse	USB3.0,HDMI
Kamera-Auflösung	SD: 640 x 480 (480 Progressive Scan), HD: 1280 x 720 (720 Progr. Scan)
Vergrößerungsbereich	SD: 1.6 x 75*, HD: 1.4 x 75* (15,4" Widescreen) *min. und max. Vergrößerung sind über die EUC-Software konfigurierbar
Freie Arbeitshöhe	31 cm
Farbmodi	Echtfarbdarstellung, 6 Kontrastfarben (positiv/negativ)
Anzeigemodi	Lesen (links /rechts), Distanz, Spiegelmodus
Gewicht	1.7 kg
Bildfrequenz	60 digitale Vollbilder/Sekunde @ 720p/480p
Kompatibilität	PC: ZoomText 10.X oder höher, Dolphin SuperNova 12 oder höher, iZoom 4.0 oder höher. Mac: iMax v.1.1.1 oder höher
Systemvoraussetzungen	PC: Windows 7 oder höher, Mac: Mac OSX 10.6 oder höher

*TTS-Funktion ist zur Zeit nur für PC verfügbar; für Mac in Vorbereitung.

Irrtum, technische Änderungen und Ergänzungen vorbehalten.

Wir freuen uns auf Sie!
Kostenlose Info unter:
0800 - 43 36 73 42
hedo Reha-Technik GmbH
Kirchenstr. 2 Rgb
85622 Feldkirchen b. M.
Tel.: (089) 9 04 89 90
Fax: (089) 9 04 61 83
Email: info@hedo.de
www.hedo.de

